

Антитело Кролика Против Tubgсp3 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Cw5

Артикул: CM0029740



введение

Поликлональное антитело кролика против компонента 3 гамма-тубулинового комплекса (TUBGCP3/GCP3), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для изучения centrosом и нуклеации микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TUBGCP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	104p; ALP6; GCP3; Spc98; SPBC98; Spc98p; Grip104; TUBGCP3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10426
ID гена	10426
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого TUBGCP3 (NP_001273207.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96CW5
Молекулярная масса белка	104кДа
Доставка	Сумка со льдом