

Поликлональные Антитела Против Tubgcp5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Rt8

Артикул: CM0020646



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TUBGCP5 (118 кДа) для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают белок TUBGCP5 человека и крысы – ключевой компонент кольцевого комплекса гамма-тубулина, участвующего в нуклеации микротрубочек. Подходит для исследований в области биологии centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TUBGCP5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GCP5; TUBGCP5
Вид организма	Человек
GeneID (человек)	114791
GeneID	114791
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 100–200 белка TUBGCP5 человека (NP_443135.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q96RT8
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет