


Поликлональное Антитело Anti-Tubgcp6 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q96Rt7

Артикул: CM0018976



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против TUBGCP6 (GCP6) — ключевой субъединицы комплекса кольца гамма-тубулина. Подходит для WB, IHC-P и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Незаменимо для исследований центросом и нуклеации микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TUBGCP6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GCP6; GCP-6; MCCRP; MCCRP1; MCPHCR; TUBGCP6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	85378
Идентификатор гена	85378
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-900 человеческого TUBGCP6 (NP_065194.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96RT7
Молекулярная масса белка	200 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом