

Моноклональное Антитело Против Бета-1 Цепи Тубулина Для ВБ, Иф/Ик, Ифа — Q9H4B7

Артикул: CM0002060

введение

Кроличье моноклональное антитело против бета-1 цепи тубулина для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Распознает человеческую бета-1 цепь тубулина, перекрестно реагирует с мышиной, крысиной, коровьей, собачьей и обезьяньей бета-1 цепью тубулина. Подходит для изучения структуры и функции микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к бета-1 цепи тубулина
Примечания/алиасы	MASTHC1; Tubulin beta-1 chain
Вид	Человек
ID гена (человек)	81027
ID гена	81027
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 352–451 человеческой бета-1 цепи тубулина (Q9H4B7).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Корова, Собака, Обезьяна
SWISS	Q9H4B7
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Айс-пак