


Анти-Tufm Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49411

Артикул: CM0025723



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого TUFM (EF-TuMT), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Идеально подходят для исследований митохондриального трансляции, аутофагии и врожденного иммунитета. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TUFM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P43; EFTU; COXPD4; EF-TuMT; TUFM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7284
GeneID	7284
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 186-455 человеческого TUFM (NP_003312.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49411
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка-холодильник