


Кроличье Моноклональное Антитело К Tug/Aspscr1 Для Wb И Elisa - Q9Bze9

Артикул: CM0003903



введение

Кроличье моноклональное антитело к TUG/ASPSCR1 от CamelBio, валидированное для методов Western Blot и ELISA. Обнаруживает белок TUG/ASPSCR1 человека и мыши (белок, удерживающий GLUT4) с молекулярной массой ~60 кДа. Идеально подходит для исследований метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TUG/ASPSCR1
Примечания/Синонимы	TUG; ASPL; ASP5; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1; TUG/ASPSCR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	79058
ID гена	79058
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 200-300 белка TUG/ASPSCR1 человека (Q9BZE9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BZE9
Молекулярная масса белка	60 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом