

Антитело Кролика Против Tulp2 (Поликлональное) Для Wb, IHC-P, Elisa - P46686

Артикул: CM0020247

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против мышиноного Tulp2 (белок, родственный Tubby, 2).
Валидировано для WB, IHC-P, ELISA.
Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходит для исследований сетчатки и яичек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Tulp2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Pdet, Tulp2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7288
ID гена	56734
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-305 мышиноного Tulp2 (NP_032833.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46686
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом