


Поликлональное Антитело Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — Q9Np84

Артикул: CM0013660



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TWEAKR/Fn14/CD266 (TNFRSF12A). Валидировано для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Рекомбинантный иммуноген; 14 кДа; реактивно к человеческому белку. Подходит для исследований апоптоза и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TWEAKR/Fn14/CD266
Примечания/псевдонимы	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Вид	Человек
GeneID (человек)	51330
GeneID	51330
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-129 человеческого TWEAKR/Fn14/CD266 (NP_057723.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NP84
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент