


Кроличья Моноклональная Антитела Против Tweakr/Fn14/Cd266 Для Wb, Elisa - Q9Nr84

Артикул: CM0010392



введение

Кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий TWEAKR/Fn14/CD266 (TNFRSF12A), валидированные для WB и ELISA. Перекрестно реагируют с мышами. Рекомбинантный иммуноген из аминокислот 50-129. Распознают белок 14 кДа. Подходят для исследований апоптоза, ангиогенеза и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TWEAKR/Fn14/CD266 Кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51330
GeneID	51330
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 50-129 человеческого TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NP84
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Ледовый пакет