

Поликлональные Антитела Против Twf1 Для Вб, Ифа — Q12792

Артикул: CM0017720



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TWF1 (Твинфилин-1/A6/PTK9). Валидированы для вестерн-блота и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с человеческим и мышинным белком. Идеально подходят для исследования динамики актина и эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TWF1 кроличье пАт
Примечания/псевдонимы	A6, PTK9, TWF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5756
ID гена	5756
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-350 человеческого TWF1 (NP_002813.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12792
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет