


Поликлональное Антитело Против Twf2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Ibs0

Артикул: CM0026428



введение

Кроличье поликлональное антитело против твинфилина-2 (TWF2), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека и мыши. Участвует в динамике актина и эндоцитозе. Подходит для исследований цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к TWF2, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	A6г; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11344
ID гена	11344
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 белка TWF2 человека (NP_009215.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6Ibs0
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом