


Кроличье Моноклональное Антитело Против Twf2 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q6lbs0

Артикул: CM0006961



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок TWF2 (Твинфилин-2), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунопреципитации (IP) и иммуноферментном анализе (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Распознает белок массой ~40 кДа, участвующий в динамике актина и клатрин-опосредованном эндоцитозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TWF2
Примечания/Альтернативные названия	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11344
ID гена	11344
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 человеческого TWF2. (NP_009215.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6lbs0
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом