

Поликлональное Антитело Против Twist Для Wb, IHC-P, Elisa - Q15672

Артикул: CM0025904



введение

Кроличье поликлональное антитело против белка Twist человека (TWIST1, bHLHa38). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции, развития черепно-лицевой области и миогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Twist Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Вид	Человек
GeneID (человек)	7291
GeneID	7291
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 Twist (NP_000465.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15672
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом