

Кроличья Поликлональная Антитело Против Twist Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q15672

Артикул: CM0023779



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Twist (TWIST1) для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции, миогенеза и краниосиностоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Twist Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7291
ID гена	7291
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 51-150 человеческого Twist (NP_000465.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15672
Молекулярный вес белка	21 кДа
Доставка	В ледяном пакете