

Моноклональное Антитело Против Twist1 Для Вб, Иф/Ихк, Иф-П, Ифа — Q15672

Артикул: CM0005905



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело к TWIST1 для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагирует с TWIST1 человека и мыши, идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр продукта	Значение
Название продукта	TWIST1 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; белок, родственник TWIST, 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7291
ID гена	7291
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 TWIST1 человека (NP_000465.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15672
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет