

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Txlна Для Wb, Elisa — P40222

Артикул: CM0020154

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-TXLNA, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт человеческий альфа-таксиллин (62 кДа, идентификатор гена 200081) — белок, участвующий во внутриклеточном транспорте везикул и экзоцитозе. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TXLNA Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	IL14; TXLN; TXLNA
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	200081
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-160 человеческого TXLNA (NP_787048.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P40222
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом