

Кроличья Поликлональная Антитело К Txlna Для Wb, If/Icc, Elisa — P40222

Артикул: CM0019666

введение

Кроличья поликлональная антитела, направленная против альфа-таксина человека (TXLNA). Подходит для вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследования внутриклеточного везикулярного трафика и кальций-зависимой экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TXLNA Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	IL14; TXLN; TXLNA
Вид	Человек
GeneID (человек)	200081
GeneID	200081
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 TXLNA человека (NP_787048.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40222
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодильный пакет