

Кроличыи Поликлональные Антитела К Txndc12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа - 095881

Артикул: CM0018647



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого TXNDC12 (ERp18/ERp19), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения активности изомеразы дисульфидных связей белков ЭПР и регуляции редокс-состояния.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TXNDC12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AG1, AGR1, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51060
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 93-172 человеческого TXNDC12 (NP_056997.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095881
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом