


Поликлональное Антитело Anti-Txndc5 Для Вестерн-Блоттинга — Q8Nbs9

Артикул: CM0018664



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TXNDC5 (Erp46), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения фолдинга белков в эндоплазматическом ретикулуме и формирования дисульфидных связей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TXNDC5
Примечания/синонимы	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
Вид	Человек
GeneID (человек)	81567
GeneID	81567
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-324 человеческого TXNDC5 (NP_001139021.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NBS9
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет