

Кроличья Поликлональная Антитела Против Txndc9 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O14530

Артикул: CM0030321

введение

Кроличьи поликлональные антитела против TXNDC9, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяют TXNDC9 человека, мыши и крысы — негативный регулятор АТФазной активности шаперонина TCP1, участвующий в сворачивании актина и тубулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TXNDC9
Примечания/Альтернативные названия	APACD, PHLP3, TXNDC9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10190
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого TXNDC9 (NP_005774.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (ИHC-Р), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14530
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом