


Поликлональное Антитело Anti-Txnip Для Wb, Elisa — Q9H3M7

Артикул: CM0019797



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TXNIP (VDUP1), подходящее для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения окислительного стресса, регуляции клеточного цикла и подавления опухолевого роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TXNIP
Примечания/псевдонимы	THIF; VDUP1; ARDC6; HNCPA78; EST01027; TXNIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	10628
GeneID	10628
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 291-391 человеческого TXNIP. (NP_006463.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9H3M7
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом