


Кроличья Поликлональная Антитела Против Txnip Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9H3M7

Артикул: CM0026063



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против TXNIP, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Определяет TXNIP человека, мыши, крысы (~44 кДа). Участвует в окислительном стрессе, остановке клеточного цикла и подавлении опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TXNIP
Примечания/Альтернативные названия	TNIF; VDUP1; ARDC6; HNCPA78; EST01027; TXNIP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10628
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-166 белка TXNIP человека (NP_006463.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3M7
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом