


Поликлональные Антитела К Txnl1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43396

Артикул: CM0022924



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку TXNL1 человека (тиоредоксин-подобный белок 1), реагирующие с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Swiss-Prot O43396. Для исследовательских целей в области окислительно-восстановительной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TXNL1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9352
Идентификатор гена	9352
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 TXNL1 человека (NP_004777.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43396
Молекулярная масса белка	32 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом