


Антитело Кролика Против Txnl4A (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P83876

Артикул: CM0016977



введение

Поликлональное антитело, направленное против человеческого TXNL4A (тиоредоксин-подобный белок 4A, также известный как DIM1/U5-15kD). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на мышь. Подходит для исследований сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TXNL4A кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10907
ID гена	10907
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого TXNL4A (NP_006692.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P83876
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом