


Поликлональное Антитело Против Txnl4B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nx01

Артикул: CM0028154



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на TXNL4B (DLP/Dim2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Участвует в сплайсинге пре-мРНК и переходе S/G2 фазы клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TXNL4B Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	DLP; Dim2; TXNL4B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54957
ID гена	54957
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-149 белка TXNL4B человека (NP_060323.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NX01
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом