


Кроличья Поликлональная Антитело Против Tyk2 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P29597

Артикул: CM0021533



введение

Кроличья поликлональная антитело TYK2 обнаруживает TYK2 человека, мыши и крысы методами Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Эта киназа семейства JAK молекулярной массой 134 кДа опосредует сигнализацию интерферонов и цитокинов, необходимую для врожденного и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TYK2 кроличья пАнт
Примечания/алиасы	JTK1; IMD35; TYK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7297
ID гена	7297
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1102-1182 белка TYK2 человека (NP_003322.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29597
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Айс-пак