


Поликлональное Антитело Против Тумр Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P19971

Артикул: CM0016134



введение

Кроличье поликлоральное антитело к TYMP (тимидинфосфорилаза/PD-ECGF), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и крысы. Необходимо для исследований ангиогенеза и метаболизма нуклеозидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TYMP Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
Вид	Человек
ID гена (человек)	1890
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P19971
Молекулярная масса белка	50кДа
Доставка	Холодильный пакет