

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tyms Для Wb, Ihc-P, Elisa — P04818

Артикул: CM0018583



введение

Поликлональное кроличье антитело к TYMS, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает тимидилатсинтазу человека и мыши (TS, TMS, HST422) — ключевой фермент биосинтеза тимидилата de novo и объект исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TYMS
Примечания/синонимы	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7298
Идентификатор гена	7298
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-313 человеческого TYMS (NP_001062.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P04818
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом