


Поликлональное Антитело Anti-Tyrobp Для Wb, Elisa — 043914

Артикул: CM0018623



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TYROBP (DAP12), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований иммунной сигнализации и развития остеокластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TYROBP
Примечания/синонимы	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	7305
GeneID	7305
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-113 человеческого TYROBP (NP_003323.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	043914
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Пакет со льдом