

Кроличья Поликлональная Антитело Против Тирозиназы Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Игх (Парафиновые Срезы), Ифа - P14679

Артикул: CM0016599



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Тирозиназы, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ (клетки), ИГХ (парафиновые срезы), ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для исследований биосинтеза меланина и пигментации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тирозиназа кролика pAb
Примечания/Псевдонимы	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCA1A; SHER3; Тирозиназа
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7299
GeneID	7299
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 20-340 человеческого Тирозиназы (NP_000363.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14679
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	В ледяном пакете