

Антитела К Тирозиназе, Кроличьи Поликлональные, Для Вб, Игг-П, Ифа - P14679

Артикул: CM0018725



введение

Кроличьи поликлональные антитела к тирозиназе (60кДа), подходят для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагируют с тирозиназой человека и крысы. Нацелены на фермент биосинтеза меланина; идеально подходят для исследований альбинизма и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тирозиназа, кроличьи пАб
Примечания/Альтернативные названия	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tyrosinase
Вид	Человек
GeneID (человек)	7299
GeneID	7299
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-340 тирозиназы человека (NP_000363.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P14679
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Холодильный пакет