


Моноклональное Антитело Против Тирозингидроксилазы Для Wb, If, Ihc-P И Elisa - P07101

Артикул: CM0005365



введение

Мышьиное моноклональное антитело против человеческой Тирозингидроксилазы (TH), подходящее для WB, IF, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Валидировано для исследовательских и диагностических применений в исследованиях биосинтеза катехоламинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тирозингидроксилаза мышинное mAb
Примечания/Псевдоним	TYN; DYT14; DYT5b
Вид	Человек
GeneID	7054
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из человеческой Тирозингидроксилазы
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07101
Молекулярный вес белка	45-59 кДа
Доставка	Сумка со льдом