


Кроличья Поликлональная Антитело Против Тирозингидроксилазы Для Wb, If/Icc, Elisa - P07101

Артикул: CM0012881



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против тирозингидроксилазы, валидированная для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биосинтеза катехоламинов и разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Тирозингидроксилаза, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	ТУН; DYT14; DYT5b; Tyrosine Hydroxylase
Вид	Человек
ИД гена (человек)	7054
ИД гена	7054
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотном остатке 411-528 тирозингидроксилазы человека (NP_954986.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07101
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом