


Кроличыи Поликлональные Антитела К Тирозингидроксилазе Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc- P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P07101

Артикул: CM0016247



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческой Тирозингидроксилазы, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Нацелены на фермент, ограничивающий скорость биосинтеза катехоламинов; подходят для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тирозингидроксилаза (кролик pAb)
Примечания/Псевдоним	TYH; DYT14; DYT5b; Тирозингидроксилаза
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7054
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 411-528 человеческой Тирозингидроксилазы (NP_954986.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07101
Молекулярный вес белка	45-59 кДа
Доставка	В ледяном пакете