

Кроличье Моноклональное Антитело Против U1A/Snrpa Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P09012

Артикул: CM0008313



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на U1A/SNRPA, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сплайсосомы и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	U1A/SNRPA Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Вид	Человек
GeneID (человек)	6626
GeneID	6626
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка U1A/SNRPA человека (P09012).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09012
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом