

Кроличье Поликлональное Антитело Против U1A/Snrpa Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09012

Артикул: CM0025341



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на U1A/SNRPA, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для исследований сплайсеосомы и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	U1A/SNRPA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6626
GeneID	6626
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-282 белка U1A/U1A/SNRPA человека (NP_004587.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09012
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом