


Поликлональная Кроличья Антитела Против U2Af1 Для Wb, IHC-P, Ip, Elisa — Q01081

Артикул: CM0017765



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий U2AF1 — 35-кДа субъединицу сплайсингового фактора U2AF. Проверена в WB, IHC-P, IP, ELISA; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований пре-мРНК сплайсинга и диагностических разработок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	U2AF1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7307
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого U2AF1 (NP_006749.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01081
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С ледяным пакетом