

Моноклональное Антитело Anti-U2Af2/U2Af65 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26368

Артикул: CM0009930



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого U2AF2/U2AF65 (P26368). Валидировано для WB, IHC-P, IP, ELISA; перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для изучения сплайсинга и процессинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	U2AF2/U2AF65 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11338
GeneID	11338
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 376-475 человеческого U2AF2/U2AF2/U2AF65 (P26368).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26368
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом