

Поликлональные Антитела Против U2Af2/U2Af65 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26368

Артикул: CM0022389



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий U2AF2/U2AF65. Валидированы для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческими и мышинными белками. Идеально подходят для исследований сплайсинга, процессинга 3'-конца и экспорта мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	U2AF2/U2AF65 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/псевдонимы	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Вид	Человек
GeneID (человек)	11338
GeneID	11338
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 192-471 человеческого U2AF2/U2AF65 (NP_001012496.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P26368
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет