

Кроличья Поликлональная Антитело К Uaca Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bzf9

Артикул: CM0028301

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому UACA (NUCLING), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к UACA
Примечания/Алиасы	NUCLING; UACA
Вид	Человек
ID гена (человек)	55075
ID гена	55075
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZF9
Молекулярная масса белка	163 кДа
Доставка	Холодильный пакет