


Кроличье Моноклональное Антитело Против Uap1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q16222

Артикул: CM0010899



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок UAP1 (Q16222), подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Полезно для изучения биосинтеза UDP-GlcNAc и сигналинга врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UAP1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AGX; AGX1; AGX2; SPAG2; UAP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6675
GeneID	6675
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого белка UAP1 (Q16222).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16222
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом