


Моноклональное Антитело Anti-Uap56/Ddx39B Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13838

Артикул: CM0007990



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого UAP56/DDX39B (Q13838), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человека, мышь, крысу. Рекомбинантный иммуноген (aa310-428). Идеально подходит для исследований экспорта мРНК и сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UAP56/DDX39B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7919
ID гена	7919
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-428 человеческого UAP56/DDX39B (Q13838).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13838
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом