


Поликлональные Антитела Против Uap56/Ddx39B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q13838

Артикул: CM0025422



введение

Кроличьи поликлональные антитела против UAP56/DDX39B (BAT1), РНК-геликазы сплайсосомы массой 49 кДа. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения процессинга и экспорта мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UAP56/DDX39B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7919
GeneID	7919
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 319-428 человеческого UAP56/DDX39B (NP_004631.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13838
Молекулярная масса белка	49kDa
Транспортировка	Сумка-холодоэлемент