


Поликлональные Антитела Против Uba1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P22314

Артикул: CM0017867



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против UBA1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с UBA1 человека, мыши и крысы (118 кДа). Идеально подходят для изучения убиквитин-протеасомной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Вид	Человек
ID гена	7317
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-600 человеческого UBA1 (NP_695012.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22314
Молекулярный вес белка	118kDa
Доставка	В ледяном пакете