

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Uba1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314

Артикул: CM0003989



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к UBA1, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA на человеке, мыше, крысе. Нацелено на убиквитин-активирующий фермент E1 (P22314) для исследований убиквитин-протеасомной системы и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к UBA1
Примечания/Альтернативные названия	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7317
ID гена	7317
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 959-1058 белка UBA1 человека (P22314).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P22314
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом