

Кроличья Поликлональная Антитело Против Uba5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Gzz9

Артикул: CM0014309



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на UBA5 (убиквитиноподобная модифицирующая активирующая фермент 5), для использования в WB, IHC-P и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований уфмилерования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBA5 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5
Вид	Человек
ID гена (человек)	79876
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузинный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–404 человеческого UBA5 (NP_079094.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZZ9
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодильный пакет