


Анти-Uba6 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - A0Avt1

Артикул: CM0026263



введение

Валидированные поликлональные антитела кролика против UBA6 (UBE1L2, E1-L2), активирующего фермента убиквитина. Подходят для WB, IF/ICC, IP, ELISA на образцах человека и мыши. Идеальны для исследований пути убиквитинации и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBA6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
Вид	Человек
GeneID	55236
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого UBA6 (NP_060697.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	A0AVT1
Молекулярный вес белка	118кДа
Доставка	Сумка со льдом