

Поликлональное Антитело Против Ubash3B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q8Tf42

Артикул: CM0030893



введение

Кроличье поликлональное антитело против UBASH3B (STS-1/TULA-2) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигналинга рецепторных тирозинкиназ и путей убиквитинирования. 73 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против UBASH3B
Примечания/Альтернативные названия	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
Вид	Человек
ID гена	84959
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 белка UBASH3B человека (NP_116262.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TF42
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике