

Поликлональные Антитела Против Ube2A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P49459

Артикул: CM0028914



введение

Кроличьи поликлональные антитела против UBE2A, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают UBE2A (RAD6A, 17 кДа) человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения пути убиквитинирования, регуляции хроматина и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против UBE2A
Примечания/Псевдоним	UBC2; HHR6A; MRXSN; RAD6A; MRXS30; UBE2A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7319
ID гена	7319
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 человеческого UBE2A (NP_003327.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49459
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	В ледяном пакете