


Поликлональные Антитела Против Ube2B Для Вб, Ифа - P63146

Артикул: CM0026533



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против UBE2B (RAD6B), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходят для изучения путей убиквитинирования, модификации гистонов и механизмов репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2B кроличьи пАнт
Примечания/алиасы	HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17кДа; UBE2B
Вид	Человек
ID гена (человек)	7320
ID гена	7320
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63146
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет